

NEU OrHal® Inhalationsmaske

mit Nasensteg zur Sicherstellung der oralen Inhalationstherapie

Für eine erfolgreiche Inhalationstherapie ist es wichtig, die Inhalation über den Mund- und Rachenbereich durchzuführen, damit die Medikamentenpartikel nicht durch die Nase gefiltert werden. Insbesondere für Kinder ist die Koordination der Mundatmung besonders herausfordernd. Bei der innovativen OrHal® Maske ist der Nasenbereich durch einen flexiblen Nasensteg so vom Mundbereich getrennt, dass das Kind ausschließlich nur über den Mund inhaliert. Durch die orale Inhalation wird sichergestellt, dass die Medikamentenpartikel am Wirkungsort ankommen.

Vorteile der OrHal® Inhalationsmaske:

- flexible und luftdichte Trennung zwischen Nasen- und Mundbereich
- Sicherstellung der oralen Inhalation über den Mund
- Konzipiert für Kinder im Alter von 1-6 Jahren
- Ergonomische Form mit abgerundeten Kanten
- Weiches Material ermöglicht eine einfache Positionskorrektur universell einsetzbar mit pMDI (Druck-Dosieraerosolen) und Spacern

Nasensperre verhindert nasale Deposition, dadurch kein Medikamentenverlust




Abb.1: OrHal® Inhalationsmaske

Ideale Ergänzung: **Tipshaler®** Ventilierter Medikamentenspacer für Kinder mit patentiertem Isobreath®-Inspirationsventil und Expirationsventil

Der Tipshaler® Medikamentenspacer kombiniert mit der OrHal® Inhalationsmaske ist eine ideale Ergänzung zur Inhalationstherapie mit pMDI's. Die OrHal® Inhalationsmaske und das patentierte, innenliegende Isobreath® Inspirationsventil des Tipshaler's® sorgen für eine tiefe Deposition des Aerosols in der Lunge und bieten Ihrem Kind mehr Zeit für die Inhalation. Das **Isobreath® Inspirationsventil** erzeugt einen niedrigen Inspirationswiderstand, welcher sich an jeden inspiratorischen Fluss des Kindes anpasst. Dem Kind wird somit eine leichtere Inhalation ermöglicht. Ein am Tipshaler® zusätzlich integriertes Expirationsventil ermöglicht die Ausatmung direkt aus dem Spacer, ohne diesen absetzen zu müssen.



Abb.2: Tipshaler® mit OrHal® Maske




Abb.3: Detailsicht Isobreath® Inspirationsventil

Evidenzbasierte Studien belegen die positive Wirkungsweise*

Evidenzbasierte Studien belegen die verbesserten Medikamentendeposition in der Lunge, die Reduzierung von Medikamentenablagerungen in der Luftröhre und im Rachen sowie eine Verringerung der Medikamentennebenwirkungen.

*<https://www.laboprotecsom.com/deposition/en/valved-holding-chamber-tipshaler/tipshaler-valved-holding-chamber-a-proven-efficiency/>



Shop: www.oxycore.eu

CPAP - Masken, Geräte und Zubehör in großer Auswahl



div.
 CPAP/ APAP/ BiPAP
 Geräte und viele
 verschiedene
 Masken



ab 19,90 €

Komfort-Schlauchhülle
 mit und ohne Reißverschluss
 • 1800 mm Länge
 • Mit Handwäsche waschbar

Reinigungstücher
 Zur schnellen und einfachen
 Reinigung z.B. Ihrer Maske



9,80 €



35,50 €

CPAP Schlafkissen
 mit 6 Schlafzonen
 • Weniger Maskenleckagen
 • Schlafen in jeder Lage

Philips Respironics, Löwenstein Medical
 Drive DeVilbiss

Blutdruckmessgeräte von Bosch + Sohn

Boso Medistar +
 Für das Handgelenk



- Übersichtliche 3-Werte-Anzeige für Blutdruck und Puls
- Speicher für 90 Messungen

Boso Medicus X
 Mit Standard-Oberarmmanschette



- Einfache und sichere Einknopfbedienung
- Große 3-Werte-Anzeige
- Letzte Messung wird automatisch gespeichert

Boso Medicus Family 4
 Mit Universal-Oberarmmanschette



- Für 4 Personen plus Gast
- 4 Messwertspeicher für jeweils 60 Messungen
- Erkennung von Herzrhythmusstörungen

Inhalationsgeräte:



nur 78,50 €

Allegro, mit 2 Masken
 mit 3 Düsen für die
 oberen, mittleren und
 unteren Atemwege



Shop-Preis 59,50 €

Sami
 mit Sidestream-Vernebler,
 kurze Inhalationszeiten.
 Mit Maske und Mundstück



OxyHaler, nur 88 g
 Membran-Technologie,
 klein, geräuschlos,
 langlebiger Li-Ionen-Akku
 wird über das Gerät geladen.
 Mit USB-Anschluss.

Eine kleine Auswahl unserer Atemtherapiegeräte

Quake

Für In- u. Expirationstraining
 kann an den MultiSonic adaptiert werden (Adapter optional)



Respi-Pro

manueller, flow-orientierter Atemtrainer



POWERbreathe medic

Atemtraining durch „IMT“
 – Inspiratorisches-Muskel-Training



Acapella

verschiedene Ausführungen:
 grün: für Erwachsene, blau: für Kinder + Senioren
 dunkelgrün: autoklavierbar
 Löst festsitzenden Bronchialschleim



GeloMuc / Flutter

Löst festsitzenden Bronchialschleim



Shaker Classic

Löst Sekrete mittels Vibration



RC Cornet/RC Cornet Plus

Löst Sekrete mittels Vibration

- Erweiterung der Atemwege
- Löst festsitzenden Bronchialschleim
- Kann während der Inhalation verwendet werden



Peak-Flowmeter PersonalBest von Philips Respironics

Universelle Größe f. Erwachsene und Kinder
 Mit 3-Farbzonen-Asthma-Management



Inhalationshilfen:

Spacer, z. B. OptiChamber Diamond

Hi-Mi-Gr. 14.24.03.1003, mit Maske

- Ventile für niedrigen Atemwiderstand
- Antistatische Kammer für eine gleichmäßige Aerosoltherapie
- Flexibler pMDI-Adapter



* solange Vorrat reicht

Fingerpuls oxymeter
Oxy310

