

Inhalation

Atemwege reinigen, Sekrete verflüssigen

– Ideal z.B. bei Asthma, chronischer Bronchitis,
Erkältungskrankheiten & Allergien –

● Pureneb Aerosonic+ mit 100 Hz Schallvibration

Vorteile:

- Kompressorvernebler integriert in praktischem Aufbewahrungskoffer
- Die 100 Hz Schallvibration und Partikelgröße von MMAD 4,1 µm sorgt im Sonic-Modus für eine bessere Aerosoldeposition – ideal zur Behandlung von oberen Atemwegserkrankungen wie Nasennebenhöhlenentzündung, chronischem Schnupfen, Kehlkopfentzündung u.A.
- Im Klassik-Modus auch für die unteren Atemwege nutzbar
- Gewicht 4,5 Kg



● OxyHaler 2.0®

Geräuschloser Membranvernebler mit langlebigem Akku, nur 109 g

Vorteile:

- Kleine Aerosol-Teilchen >4 µm (MMAD)
- Kurze Inhalationszeit: 2,5 ml in 4,7 min
- Inkl. Masken und Mundstück für Kinder und Erwachsene
- Geräuschlos
- Mit Akku und Ladestation



● MicroDrop® Calimero2 – Kinder-Inhalationsgerät

Vorteile:

- Kleine Aerosol-Teilchen 2,76 µm (MMAD)
- Langlebiger Akku
- Nahezu geräuschlose Verneblung
- Verneblung von NaCl bis Antibiotika möglich (kein Pentamidin)
- Dauerverneblungs- oder Intervallmodus einstellbar



HMV-Nr.: 14.24.01.0129

● AirForce One® – das kompakte Gerät für die ganze Familie

Vorteile:

- Kompressorvernebler von DeVilbiss Healthcare
- Nur 1,5 Kg Gewicht
- Ideal für den täglichen Gebrauch
- Umfangreiches Zubehör und Aufbewahrungsbeutel
- Geeignet für Kinder und Erwachsene



HMV-Nr.: 14.24.01.0145

● InnoSpire Elegance

Vorteile:

- Kompressorvernebler von Philips Respironics in modernem Design
- Geeignet für Kinder und Erwachsene
- Gewicht nur 1,5 Kg
- Kurze Behandlungszeit: Verneblung von 2,5 ml Inhalationslösung in nur 6-8 min. möglich
- Mit Jahreszubehör; je 1 x Kinder- und Erwachsenenmaske, Mundstück, 4 Filter, SideStream Vernebler



● U-3003 S - Click & Ready System Ultraschallvernebler zur Raumverneblung

Vorteile:

- Leiser Ultraschallvernebler mit einfachem Click & Ready System
- Ideal geeignet für Pflegeheime und Zuhause
- Minutenschnelle Verneblung
- MMAD 0,5-5µm
- Verneblungsgeschwindigkeit, Verneblungszeit und Nebelmenge einstellbar
- Optionale Schlauchheizung erhältlich, Temperatur bei angeschlossener Schlauchheizung am Gerät einstellbar.



● Sami® – das kinderfreundliche Inhalationsgerät Mit SideStream-Technologie

Vorteile:

- Kompressorvernebler von Philips Respironics im kinderfreundlichen Robben-Design
- Kurze Behandlungszeiten durch SideStream-Technologie
- Stabilität durch Gewicht am Boden
- Standfestigkeit durch Gumminoppen
- Integrierter Verneblerhalter
- Mit bewährtem SideStream-Vernebler in verschiedenen Ausführungen:
als Einmal-Vernebler oder hellblau als SideStream Plus wiederverwendbar und autoklavierbar.



HMV-Nr.: 14.24.01.0118

● Allegro® – unser Standard-Inhalationsgerät

Vorteile:

- Einfacher Kompressorvernebler
- mit 3 auswechselbaren Zerstäubungsdüsen für die oberen, mittleren und unteren Atemwege
- Integrierter Verneblerhalter
- Inkl. Kinder- und Erwachsenenmaske, Mundstück



Pulsoxymeter OXY310 29,95 €

OXYCARE GmbH Medical Group • Holzweide 6 • 28307 Bremen

FON 0421-48 99 6-6 • FAX 0421-48 99 6-99 • E-Mail ocinf@oxycore.eu

• • • • www.oxycore-gmbh.de

• • • • www.oxycore.eu