

Müheless. **Wirksam.**



Eine Maske. **Eine** Lösung. **Eine** für alle.

In einer perfekten Mischung aus elegantem Design, hoher Funktionalität und modernster Technologie vereint Mirage™ FX genau das, was Sie immer von uns gefordert haben: Leistung, einfache Handhabung und höchste Qualität.

Vorteile für Sie ...

Mirage FX erspart Ihnen eine mühsame Größenauswahl. Die Maske passt sich problemlos an eine Vielzahl von Gesichtsformen an. Daher bietet Mirage FX die Lösung für all Ihre Patienten.

Die Mirage FX kann ganz einfach angepasst und angelegt werden. Somit nimmt die Maskenanpassung praktisch keine Zeit in Anspruch. Da die Maske einschließlich Kopfband nur aus vier Teilen besteht, sparen Sie beim Einweisen wertvolle Ressourcen.

Mirage FX – Vorteile für den professionellen Einsatz

... und Ihre Patienten

Das Mirage FX Spring Air™-Maskenkissen sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Drucks. Die weiche Polsterung, besonders im empfindlichen Nasenrückenbereich, erhöht eindrucksvoll den Tragekomfort.

Es wird Ihnen gefallen, wie unproblematisch Mirage FX ist: leicht anzupassen, zu tragen und zu reinigen ... Und als eine der leichtesten Nasenmasken im Markt wird sie Sie kaum belasten.

Mirage FX – Ihre Nummer 1



Mirage™ FX
NASENMASKE

Mirage FX ist die lang ersehnte Komplettlösung.

1

Mühelose **Anpassung**

Die intuitive Anpassung spart Zeit und ermöglicht es jedem, die Maske von Beginn an perfekt anzupassen.

Einfache **Lösung**

Mirage FX ist die extrem einfache Komplettlösung: Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Qualität in einer Maske vereint.

Eine Maske **für alle**

Mirage FX passt nahezu allen Patienten gleich beim ersten Mal. Sie sparen Zeit und haben zufriedene Patienten.





Neues formgerechtes Kopfband ist im Handumdrehen angepasst und tragebereit.



SoftTouch-Kopfband schützt die Haut und reduziert Druckstellen und Unbehagen.

Kniestück mit Drucklasche vereinfacht das Anbringen und Abnehmen des Kniestücks am/vom Rahmen.



Flexible Stirnstütze mit Flügeldesign bietet einen dynamischen Größen- und Anpassungsbereich.

Leichter, robuster Rahmen ist stark genug, um die Maske auf dem Gesicht zu fixieren, und dabei weich genug, um Bewegungsfreiheit während des Schlafs zu gewährleisten.

Doppelwandiges Spring Air-Maskenkissen sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Drucks. Um den empfindlichen Nasenrücken ist es besonders weich gepolstert.

Luftverteilende Ausatemöffnungen lassen die Luft sanft und leise vom Partner weg aus der Maske austreten.

Kopfbandschlaufen vereinfachen das Anlegen und Abnehmen des Kopfbandes und behalten optimale Kopfbandeinstellungen bei.

Artikelnummer

Mirage FX

62100

Mirage™ FX
NASENMASKE