


Accessories

Kit rotule articulée (nasal)
anneau de sécurité,
raccord coudé,
douille rotative
WM 15798



Kit rotule articulée (Full Face)
(JOYCEeasy next FF)
anneau de sécurité,
raccord coudé,
valve d'expiration
d'urgence,
douille rotative
WM 15944



Kit rotule articulée (Full Face)
(JOYCEeasy Full Face)
anneau de sécurité,
raccord coudé,
valve d'expiration
d'urgence,
douille rotative
WM 15897



Sangle d'ouverture rapide
WM 26890
(Full Face)



Kit adaptateur endoscopique
JOYCEeasy next FF NV /
JOYCEeasy Full Face NV
anneau de sécurité NV,
raccord coudé
endoscopique NV
WM 15864



Kit raccord coudé
JOYCEeasy next FF NV /
JOYCEeasy Full Face NV
anneau de sécurité NV,
raccord coudé NV
WM 25269



Pièces de rechange

WEINMANNstrap pour
JOYCEeasy nasal
clips d'attache inclus
WM 25505




WEINMANNstrap pour
JOYCEeasy Full Face
clips d'attache inclus
WM 25606



WEINMANNstrap pour
JOYCEeasy next FF
clips d'attache inclus
WM 25105



Jupe du masque en silicone
taille S WM 26803 (nasal)
WM 26853 (Full Face)
WM 25104 (next FF)
taille M WM 26813 (nasal)
WM 26863 (Full Face)
WM 25114 (next FF)
taille L WM 26823 (nasal)
WM 26873 (Full Face)
WM 25124 (next FF)



Coussinet frontal
en silicone
WM 26801
(nasal et Full Face)



Désignation	Taille S	Taille M	Taille L
JOYCEeasy Nasal	WM 25510	WM 25520	WM 25530
JOYCEeasy Full Face	WM 25910	WM 25920	WM 25930
JOYCEeasy next FF	WM 25109	WM 25119	WM 25129
JOYCEeasy next FF NV	WM 25159	WM 25169	WM 25179

Retrouvez notre gamme complète de solutions, interfaces patient et accessoires sur le site loewensteinmedical.de

MENTIONS LEGALES* :

Fabricant :Weinmann
Classe DM : Classe II a

Organisme notificateur :
TÜV – Rheinland LGA Products GmbH, Nuremberg – Allemagne

Remboursé dans le cadre des LPP :
1188684 Pression Positive Continue pour la traitement de l'apnée du sommeil (Forfait 9) et des LPP de ventilation assistée Lire attentivement les instructions contenues dans les notices des produits concernés avant toute utilisation.

CE 0197



pl10106ff1706

© Tous droits réservés. Toute reproduction est soumise à autorisation préalable et expresse de la société Löwenstein Medical Technology.



JOYCEeasy

Génialement simple et tout simplement génial.

Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg
Allemagne
T: +49 40 547 02 0
F: +49 40 547 02 461
info@loewensteinmedical.de
www.loewensteinmedical.de

Löwenstein Medical
Z.I. 5 Rue Lavoisier, 91430 IGNY
France
T: +33 1 69 35 53 35
F: +33 1 69 41 39 00
info@loewensteinmedical.fr
www.loewensteinmedical.fr





JOYCEeasy next FF

JOYCEeasy Full Face

JOYCEeasy nasal



JOYCEeasy

... d'une grande simplicité.
Nasal ou Full Face.
Tout simplement easy.

On ne peut vraiment pas faire plus simple : avec nos masques de ventilation JOYCEeasy, tout est simple car leur manipulation est intuitive et il est facile de les ajuster directement sur le patient. JOYCEeasy améliore en même temps l'observance thérapeutique en réduisant les risques de fuites et les points de pression à leur minimum, grâce à sa forme anatomique optimisée. La fuite intentionnelle silencieuse et diffuse assure en outre une atmosphère calme et tranquille.

Simple à tous les niveaux :

- Liberté de mouvement illimitée grâce à la rotule articulée **1**
- Système expiratoire très silencieux **2**
- Facile à mettre en place et à enlever
- Code couleur des bandes auto-agrippantes **3**
- Plastique extrêmement robuste
- Sangle d'ouverture rapide (seulement Full Face)

JOYCEeasy next FF JOYCEeasy Full Face

... le parfait duo.
Forme anatomique optimisée.



Nous vous avons écouté.

Nous avons optimisé JOYCEeasy Full Face en fonction de vos besoins pratiques :

JOYCEeasy next FF a une toute nouvelle jupe dont la tenue est confortable et stable même à des pressions plus élevées. JOYCEeasy next FF a un harnais dont la tenue est également stable et qui se détache facilement du masque grâce à la combinaison judicieuse des matériaux utilisés et du design ergonomique.

Votre avantage – Le bon masque pour chaque visage :

JOYCEeasy next FF = normal à obèse
JOYCEeasy Full Face = mince à maigre



JOYCEeasy nasal

Votre feedback nous a aussi aidés à optimiser notre masque nasal.

Nous vous proposons une jupe plus large, plus souple et plus profonde au niveau de l'arête du nez pour le confort maximal des patients au grand nez.

La jupe étant désormais plus plate et plus flexible au niveau de la lèvre supérieure, elle épouse encore mieux la forme du visage.

La jupe est plus grande et conviendra à encore plus de patients mais la jupe taille S pour les petits visages n'a pas été modifiée.