



ResMed



13,6 cm, Originalgröße

AirMini™ Solutions

Endlich wieder gut schlafen



[ResMed.com/AirMini](https://www.resmed.com/AirMini)

AirMini: effektive Therapie ohne Kompromisse

Mit AirMini erhalten Sie die hochwertige Schlaftherapie, die Sie von ResMed gewohnt sind – in einem attraktiven Kompaktsystem, das besonders handlich und benutzerfreundlich ist.

Das AirMini System ermöglicht eine effektive Therapie mit einem Höchstmaß an Komfort und Mobilität.



AirFit™ Maskenserie

AirMini ist mit den Masken AirFit N20, AirFit N20 Classic, AirFit F30, AirFit F20, der AirFit N30 und AirFit P10 für AirMini sowie den AirTouch™ N20 und F20 Maskenkissen kompatibel.



Wasserloser HumidX™ - Befeuchter*

HumidX, HumidX Plus und HumidX™ F20 sind klein, unauffällig und damit ideal für hohen Therapiekomfort unterwegs.



ActiveAir™

Diese innovative Technologie sorgt bei allen Druckniveaus für einen nahezu konstanten Fluss durch den Luftauslass.

Start & Stopp

Nur eine Taste zum Ein- und Ausschalten – die nächtliche Verwendung ist damit unkompliziert. Optional automatisch mit SmartStart™-stopp.

Bluetooth-Verbindung

Einfach die Bluetooth-Taste drücken – und AirMini synchronisiert sich mit Ihrem Smart-Gerät.

AirMini App

Die AirMini App gibt Ihnen einen umfangreichen Therapieüberblick. Verfolgen Sie Ihre Fortschritte und passen Sie Ihre Komfoteinstellungen für AirMini an.



* HumidX und HumidX Plus sind nur mit den Masken AirFit N20, AirFit N20 Classic, der AirFit N30 und AirFit P10 für AirMini sowie dem AirTouch N20 Maskenkissen kompatibel. HumidX F20 ist nur mit der AirFit F20 Maske und dem AirTouch F20 Maskenkissen kompatibel.

Mobilität und Bewegungsfreiheit

Das AirMini System ermöglicht eine effektive Therapie im Taschenformat. So bringen Sie Ihre Schlaftherapie problemlos im Reisegepäck unter und können unterwegs mit der gewohnten Qualität von ResMed übernachten.

AirMini ist einfach klein, smart und kompromisslos gut.



Freie Wahl

Umfangreiches Zubehör und zahlreiche Anpassungsoptionen helfen Ihnen, Ihr AirMini System an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Dazu gehören beispielsweise verschiedene Therapiemodi und Komfortfunktionen sowie unterschiedliche Maskentypen.



Klein

AirMini ist das kleinste² CPAP, das bisher hergestellt wurde.

Smart

Mit der AirMini App passen Sie Komforteinstellungen individuell an und haben Ihre Therapiedaten immer im Blick.

Kompromisslos gut¹⁻⁴

AirMini verwendet die bewährten ResMed Algorithmen von AirSense™-Geräten inklusive AutoSet™ und AutoSet for Her.

Bewährte^{1,3,4,5} Therapie kompakt

Wissen um Ihre Bedürfnisse

Wenn es um Ihre Gesundheit geht, sollten Sie keine Kompromisse machen. Komfort, einfache Anwendung, effektive Therapie und Befeuchtung*, sowie zuverlässige Leistung, geringe Größe und Mobilität sind Eigenschaften, die Sie von Ihrem AirMini erwarten dürfen.

Technologie für Sie

Wir haben eine innovative Technologie^{1,3,4,5} des Ausatemventils entwickelt, um Ihnen eine mobile wasserlose Befeuchtung bieten zu können. So genießen Sie eine Befeuchtung ohne Kompromisse⁶ in einer kleinen, leichten Komplettlösung für unterwegs.



* HumidX und HumidX Plus sind nur mit den Masken AirFit N20, AirFit N20 Classic, der AirFit N30 und AirFit P10 für AirMini sowie dem AirTouch N20 Maskenkissen kompatibel.
HumidX F20 ist nur mit der AirFit F20 Maske und dem AirTouch F20 Maskenkissen kompatibel.

Einfach wohlfühlen – mit der AirMini App

Haben Sie Ihre Schlafqualität im Blick

AirMini enthält eine ansprechende, informative App, die sich sowohl an neue als auch an erfahrene CPAP-Anwender richtet. Die AirMini-App ist eine bedienerfreundliche, schnelle und bequeme Möglichkeit, Ihre Schlafdaten zu verfolgen und Ihre Therapie zu verwalten. Laden Sie sie auf Ihr intelligentes Smart-Gerät herunter, synchronisieren Sie sie mit Ihrem Therapiegerät, und schon können Sie loslegen!

Unterstützung in jeder Therapiephase

Die AirMini App bietet außerdem Coaching-Tipps und personalisierte Unterstützung immer zum richtigen Zeitpunkt. Mit Selbsthilfe-Tools zu Ihrer Therapie und Informationen zur Pflege Ihrer Ausstattung nehmen Sie Ihr Therapiemanagement selbst in die Hand.



Download der kostenlosen App

Installieren Sie die AirMini App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.



Synchronisation mit dem Therapiegerät

Drücken Sie die Bluetooth-Taste auf dem Therapiegerät und aktivieren Sie die Bluetooth-Option auf Ihrem Smartphone.



Einstellung von Funktionen

Passen Sie Ihre Komforteinstellungen über Ihr Smartphone oder Tablet an (z. B. Rampe oder EPR).



Verfolgen der Schlafqualität

Überprüfen Sie jeden Morgen die in der Nacht erzielte Punktzahl.




Tipps & Coaching

Erfahren Sie, wie Sie den Therapiekomfort erhöhen und besser schlafen können.



Laden Sie die AirMini App jetzt herunter!


Die App ist im Google Play Store und im App Store von Apple erhältlich.



Premium-Reisetasche für AirMini



AirMini Halterung



12/24 V Gleichspannungswandler



AirMini Etui

Leichter reisen mit Zubehör

Dank speziell entwickelten optionalem Zubehör ist das AirMini System für verschiedene Lebenssituationen und Aktivitäten geeignet.

Das Etui schützt AirMini unterwegs. In der Premium-Reisetasche findet sogar das gesamte AirMini System (Gerät, Maske und Schlauch) Platz.

Die AirMini Halterung bietet verschiedene Optionen zur Anbringung in Bettnähe – für noch mehr Komfort.

Mobilität wird durch den 12/24V Gleichspannungswandler, z. B. im Wohnmobil oder auf dem Boot ganz unabhängig vom Stromnetz ermöglicht.

Auf [ResMed.com](https://www.resmed.com) finden Sie einen Überblick über das verfügbare Zubehör.



besuchen Sie [ResMed.com/AirMini](https://www.ResMed.com/AirMini)

Überreicht durch



- 1 Isetta et al. Comparative assessment of several automatic CPAP devices responses: a bench test study. ERJ Open Res 2015; 1:00031-2015.
- 2 Stand 6. Februar 2020. 136 mm (L) x 84 mm (B) x 52 mm (H), 250 cm³.
- 3 Netzel et al. APAP device technology and correlation with patient compliance. Somnologie - Schlafforschung und Schlafmedizin 2014; DOI: 10.1007/s11818-014-0662-0.
- 4 Zhu et al. All APAPs are not equivalent for the treatment of sleep disordered breathing: a bench evaluation of eleven commercially available devices. J Clin Sleep Med 2015 11(7):725-34.
- 5 Isetta V, Montserrat JM, Santano R, et al. Novel Approach to Simulate Sleep Apnea Patients for Evaluating Positive Pressure Therapy Devices. PLoS One. 2016;11(3):e0151530. Published 2016 Mar 15. doi:10.1371/journal.pone.0151530.
- 6 Alison Hansford et al. Performance of a Mask System Incorporating a Heat and Moisture Exchanger. 2017 ResMed Science Center, white paper.

Vertrieb durch: ResMed Deutschland GmbH, Haferwende 40, 28357 Bremen, Tel 0421 48993-0, Fax 0421 48993-10,
E-Mail info@resmed-deutschland.de. Alle genannten Marken sind registrierte Marken der ResMed Unternehmensgruppe.
© 2021 ResMed Ltd. **Art.-Nr. 10110134/4** (auf Grundlage von 1019979/4 2020-10), Obj.-ID. C242020 - 4 - 02 21

[ResMed.com/AirMini](https://www.ResMed.com/AirMini)