

Kompressorvernebler AirForce One



Der AirForce One Kompressorvernebler ist die ideale Lösung für eine erfolgreiche Aerosol-Therapie. Er ist leicht und handlich und kann flexibel im häuslichen oder klinischen Bereich eingesetzt werden. Insbesondere die hohe Leistungsfähigkeit sowie die unkomplizierte Anwendung zeichnen AirForce One als einen effizienten und anwenderfreundlichen Kompressorvernebler aus.

- Mit einem Gewicht von 1,5 kg der leichteste Kompressorvernebler innerhalb der Drive DeVilbiss International Familie
- Robustes Design und langlebige Technologie mit 3 Jahren Garantie
- Mehr Komfort durch integrierten Griff
- Maximale Flussrate von 5,1 l/min
- Wird komplett mit Zubehör und Transportbeutel geliefert und ist dementsprechend sofort einsatzbereit

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x H x B)	19.5cm x 9.5cm x 15cm
Gewicht	1.5kg
Betriebsspannung	230VAC, 50HZ
Stromverbrauch	100 W
Geräuschpegel	52 dBA
Max. Flussrate	5.1 l/min
Max. Druck	2.2 bar

Die EU-Version wird standardmäßig mit einem wiederverwendbaren Verneblerset geliefert.

Beinhaltet eine Bedienungsanleitung, das wiederverwendbare Verneblerset „MedelJet Plus“, Nasenstück, Mundstück mit Ausatemventil, Luftschlauch, Erwachsenen- und Kindermaske und 5 Filter.



Technische Daten des MedelJet Plus	
Min. Füllvolumen	2ml
Max. Füllvolumen	8ml
Verneblungsrate	0,3ml/min
Partikelgröße (MMAD)	< 5 µm
PZN	11703578

Verpackung



OXYCARE Medical Group GmbH
 FON +49(0)421 48 99 66 • www.oxycore.eu
 MEMBER OF SOS oxycore

Drive DeVilbiss International

DeVilbiss Healthcare GmbH
 Kamenzer Straße 3
 68309 Mannheim, Germany

UK +44 (0) 121 / 521 31 40
 DE +49 (0) 621 / 1 78 98 0
 kontakt@devilbisshc.com

www.drivedevilbiss-int.com

