


FlexiFit™ 406


PETITE NASAL MASK

FlexiFit™ 407
FlexiFit™ 406




Produktbeschreibung


Petite Nasalmaske



Speziell für feinere Gesichtszüge designed. Die FlexiFit™ 406 Petite Nasalmaske mit ihrer selbstkonturierenden FlexiFit™-Technologie beinhaltet den einzigartigen Glider™ Bandmechanismus für ausgezeichneten Tragekomfort und höchste Stabilität. Weitere herausragende Merkmale sorgen für wirklich erholsamen Schlaf.




FlexiFit™ 406 - Petite Nasalmaske



© Fisher & Paykel Healthcare Limited 2004


Die FlexiFit™ 406 Petite Nasalmaske ist eine nasenbedeckende Maske, speziell für feinere Gesichtszüge konzipiert. Die Petite ist klein, leicht und ausgesprochen anwenderfreundlich. Das Stretchgear™ Kopfband bietet höchsten Tragekomfort und das wartungsfreie Ausatemventil gewährleistet einen leisen Betrieb. Die FlexiFit™ 406 Petite Nasalmaske ist gebrauchsfertig zusammengesetzt und direkt aus der Packung einsatzbereit.

HERAUSRAGENDE MASKENMERKMALE FÜR MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT, TRAGEKOMFORT UND COMPLIANCE



FlexiFit™-Technologie Selbstkonturierende Anpassung

Mit Schaumstoffpolster
 Die FlexiFit™-Technologie schmiegt sich automatisch den meisten Nasen- und Gesichtskonturen an, was die Anpassung erleichtert und komplizierte Nachstellungen überflüssig macht.




Glider™-Gleitband Anti-Leckagen-System

Das Glider™-Gleitband bietet größtmögliche Bewegungsfreiheit bei gleichzeitiger Leckagenvermeidung. Der Maskendruck bleibt konstant, auch wenn der Kopf zur Seite gedreht wird, so dass Leckagen auf ein Minimum reduziert werden.




Stretchgear™ Kopfband Deluxe Kopfbandsystem

Ein spezielles, elastisches Kopfbandsystem, das für gleichmäßigen Maskendruck sorgt, wenn der Kopf nach oben oder unten bewegt wird.




Premium mattierte Silikonauflage Optimierte Abdichtungstechnologie

Diese Abdichtungstechnologie schmiegt sich sanft und weich an das Gesicht an und die feine, mattierte Textur optimiert die Abdichtung.



Leistungsstarkes Ausatemventil Geräuscharmer Betrieb

Wartungsfrei
 Dieses angenehme Luftverteilersystem verhindert, dass Luft auf den Schlafpartner geblasen wird, und reduziert deutlich störende Geräusche.



Glider™-Gleitbandhaken Mit einem Handgriff zu öffnen

Problemloses Abnehmen des Kopfbandes. Durch den Ein-/Aushakmechanismus wird das Klettband dauerhaft geschont und die gewählte Größeneinstellung nicht verändert.



Verdeckte Kopfband-Aushaköffnung Abnehmen mit einem Handgriff

Das einfache Abnehmen des Kopfbandes ermöglicht das erneute Anlegen ohne weitere Anpassung – auch hier werden die Klettbander geschont!

INHALT

- Komplette Maske mit Kopfbändern, gebrauchsfertig zusammengesetzt
- Die einzigartige Silikonauflage sorgt für optimale Passform für feinere Gesichtszüge
- Anwenderfreundliche Bedienungsanleitung

BESTELLNUMMER: HC406

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE SICH VON IHREM FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE FACHHÄNDLER:

International P O Box 14 348, Panmure, Auckland 1741, Neuseeland Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 E-Mail: info@fphcare.com Internet: www.fphcare.com

Deutschland Tel: +49 7182 93777 0 Fax: +49 7182 93777 99 **Österreich** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 **Schweiz** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54

USA Tel: 1800 446 3908 +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4001 **Australien** Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Benelux** Tel: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914

China Tel: +86 20 3205 3486 Fax: +86 20 3205 2132 **Frankreich** Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 **Indien** Tel: +91 80 4123 6041 Fax: +91 80 4123 6044

Irland Tel: 1800 409 011 **Italien** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 3661 7205 Fax: +81 3 3661 7206 **Naher Osten** Tel: +9 71 4 360 0849 Fax: +9 71 4 368 8110

Spanien Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Großbritannien (EU-authorized Vertretung)** Tel: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146 **Nord-Irland** Tel: 0800 132 189