

# Allegro®

## Das Inhalationsgerät für die ganze Familie

### Für die oberen und unteren Atemwege

Allegro ist ein druckluftbetriebenes Inhaliergerät für die Behandlung von Atemwegserkrankungen.

Allegro wird mit drei verschiedenen Düsen geliefert und kann so gezielt für die verschiedenen Atemwege (untere, obere und Trachea/Bronchien) verwendet werden.

Der hauptsächliche Einsatzzweck ist die Therapie der unteren Atemwege. In diesem Fall ist die Behandlung mit dem Mundstück besonders geeignet.

### Indikationen:

- Erkältung, grippaler Infekt
- Asthma bronchiale
- Chronisch obstruktive Bronchitis
- Bronchiektasen
- Emphysem
- Mukoviszidose

### Reinigung des Verneblers:

- Lauwarmes, geschmacksneutrales Seifenwasser

Nach der Reinigung mit klarem kaltem Wasser ausspülen

### Im Lieferumfang enthalten sind:

- Mundstück
- Masken (Erwachsenen- und Kindermaske)
- Druckluftschlauch
- 3 Filter
- 3 Düsen für die verschiedenen Atemwege (obere Atemwege, Trachea und Bronchien sowie untere Atemwege) - siehe Gebrauchsanweisung
- Gebrauchsanweisung

nur € 78,50



PZN Nr. 10314923

### Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 160VA
- Verneblungsrate: 0,16 – 0,28 ml/Min
- Partikelgröße: MMAD 2,5µm bis MMAD 5,1µm
- Höchstdruck 2,4 bar
- Gewicht: 1,5 kg
- Größe: 120 mm x 230 mm x 190 mm
- Geräuschpegel: max. 54 dBA
- Medizinische Geräteklasse: Klasse II
- Anwendungsteile: Typ B
- Konformitätszeichen: CE, MPG

### Pulsoxymeter für Kinder MD 300C52

nur 49,95 € \*



\*zzgl. Versandkosten bei einem AW unter € 50,00

# Salivent®

## Feucht-warme Salzinhalation - wie eine Meeresbrise

### Prinzip:

Durch Salivent® können Sie überall die heilenden Kräfte von Meersalz nutzen. Salivent erzeugt mikrofeine Aerosole wie sie bei Windstärke 10 am Meer vorkommen.

Das bewusste Einatmen mit kurzen Unterbrechungen bewirkt die Entstehung von mikrofeinen Salzaerosolen. Zusätzlich wird das Aerosol auf ca. 37° Grad erwärmt, was sich sehr angenehm auf den Atemtrakt auswirkt. Das Atmen wird erleichtert und die Schleim- und Sekretbildung angeregt. Ein weiterer wertvoller Effekt von Salz besteht in seiner entzündungshemmenden Wirkung.

### Indikationen:

- Erkältung, grippaler Infekt, Heiserkeit
- Entzündungen der Nebenhöhlen
- Asthma bronchiale
- Chronisch obstruktive Bronchitis
- Bronchiektasen
- Mukoviszidose

### Technische Daten:

Elektrische Versorgung:

- Netzspannung: 230 V AC
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme: max. 15 Watt
- Medizinische Geräteklasse: Klasse II

### Leistungsdaten:

- Sole Feuchtverneblung Medien-Durchsatz: ca. 2,2 ml/min
- Vorratsmenge: 200 ml  
(gemessen mit 0,9 % NaCl in H<sub>2</sub>O bei 24 °C)
- Aerosoltemperatur Temperaturbereich: 37°C (+/- 3°C)



### Lieferumfang:

- 1 Salivent® Aerosol Inhalator
- 2 Atemmasken
- 2 Schwämme
- 1 Dosierhilfe
- 10 Salzbeutel
- 1 Bedienungsanleitung

Pulsoxymeter  
MD300 C19

nur € 39,95\*



\* zzgl. Versandkosten bei einem AW unter € 50,00