



360° Freiheit

Opus³⁶⁰

NASAL PILLOWS MASK

Die Opus³⁶⁰ Nasalkissenmaske ist klein, leise, wunderbar komfortabel und bietet beispiellose Freiheit. Das schmale Design lässt fast jede Schlafposition zu, ohne dass sich die Maske verschiebt. Ihr innovatives sich um 360° schwenkendes Kugelgelenk im Winkelstück bietet größte Flexibilität. Mit seinen Silikonkissen und dem konturierten Maskenrahmen für besonders mehr Stabilität, ist höchster Patientenkomfort gewährleistet.


Elegant in Design und einfach in der Benutzung. Nutzen Sie die Vorteile der Fisher & Paykel Healthcare Nasalkissenmaske schon heute!

Konturierter Maskenrahmen

Die dreidimensionale, an die natürliche Gesichtsstruktur angepasste Form, gibt einen maximalen Komfort und Stabilität.



Opus³⁶⁰ – Nasalkissenmaske



Die Opus³⁶⁰ Nasalkissenmaske ist klein, leise und wunderbar komfortabel mit anatomisch gestalteter kissenartiger Silikonabdichtung und konturiertem Maskenrahmen. Das Kugelgelenk ergibt zusammen mit dem innovativen Verankerungssystem eine beispiellose Stabilität und Bewegungsfreiheit. Die Opus³⁶⁰ Nasalkissenmaske ist gebrauchsbereit zusammengesetzt und direkt aus der Packung verwendbar. Weitere Größen der Silikonkissen sind im Lieferumfang inbegriffen.

HERAUSRAGENDE MASKENMERKMALE FÜR MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT, TRAGEKOMFORT UND THERAPIETREUE



Anatomisch geformte Nasenkissen
Maskenkomfort

Die anatomisch geformten Kissen sorgen für guten Sitz und ausgezeichnete Abdichtung. Die Konturen der Nasalkissen bieten mehr Tragekomfort. Die mitgelieferten Größen (S, M, L) sorgen dafür, dass Komfort und Abdichtung nicht beeinträchtigt werden.



Konturierter Maskenrahmen
Maskenstabilität

Der konturierte Maskenrahmen, mit dreidimensionaler Form, passt sich jeder Gesichtsform an und bietet eine komfortable und zuverlässige Stütze. Das schmale Design gestattet es dem Träger, auf der Seite liegend zu schlafen, ohne dass die Maske sich verschiebt.




Schlauchbefestigungs-System
Maskenstabilität

Das innovative Gelenk erlaubt es, den Schlauch oben oder an der Seite zu fixieren, oder aber ihn frei beweglich zu lassen. Elegantes, einfaches Design sichert den Schlauch in der gewünschten Position. Er kann jedoch auch unverankert bleiben, so dass das Kugelgelenk sein Spiel voll entfalten kann, was volle 360° Bewegungsfreiheit schafft.



Leistungsstarke Ausatemöffnung
Geräuscharmer Betrieb

Das fortschrittliche Luftverteilersystem ist leise und sorgt für minimale Geräusch und Zugentwicklung der Abluft, so dass Patient und Partner ungestört schlafen können.



Soft-Lip™-Kissen
Maskenkomfort

Die Silikonabdichtung liegt weich an der Nase und biegsam auf der Oberlippe mit einem eingebauten Soft-Lip™-Kissen, welches sich an die natürliche Form der Oberlippe anschmiegt und höchsten Tragekomfort gewährleistet.



Premium mattierte Silikon
Abdichtung
Technologie für optimale Abdichtung

Diese Abdichtungstechnologie bietet eine weiche, glatte Fläche, die leicht an die richtige Stelle gleitet, und die matte Oberfläche sorgt für optimale Maskenabdichtung. Das fortschrittliche Luftverteilersystem ist leise und sorgt für minimale Geräusch- und Zugentwicklung der Abluft, so dass Patient und Partner ungestört schlafen können.



Versteckte Kopfbandöffnung
One-Step Öffnung

One-Step Öffnung zur Kopfbandreinigung. Erlaubt das einfache Zerlegen ohne die Maskeneinstellung zu verlieren. Einfach das seitliche Band aus dem versteckten Haken schieben.

INHALT

- Komplette Maske mit Maskenrahmen, gebrauchsfertig zusammengesetzt
- Alle drei Größen der Silikonabdichtung (S, M, L) im Lieferumfang inbegriffen
- Anwenderfreundliche Bedienungsanleitung

BESTELNUMMER:
HC482

FÜR WEITERE INFORMATIONEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN IHRE FISHER & PAYKEL HEALTHCARE VERTRETUNG:

International Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, P O Box 14 348, Panmure, Auckland 1741, Neuseeland
Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.com Web: www.fphcare.com

Australien Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Benelux** Tel: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 **China** Tel: +86 20 3205 3486 Fax: +86 20 3205 2132 **Deutschland** Tel: +49 7182 93777 0 Fax: +49 7182 93777 99 **Frankreich** Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 **Großbritannien (EU autorisierte Vertretung)** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, Tel: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146 **Indien** Tel: +91 80 4123 6041 Fax: +91 80 4123 6044 **Irland** Tel: 1800 409 011 **Italien** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 3661 7205 Fax: +81 3 3661 7206 **Naher Osten** Tel: +9 71 4 360 0849 Fax: +9 71 4 368 8110 **Nord-Irland** Tel: 0800 132 189 **Österreich** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 **Schweden** Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10 **Schweiz** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Spanien** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **USA** Tel: 1800 446 3908 +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4001

© Fisher & Paykel Healthcare Limited