

# Sami®

## Das kinderfreundliche Inhalationsgerät mit SideStream-Technologie

Sami® und die Gesichtsmaske Tucker, die Schildkröte, sind eine perfekte Kombination für Kinder, die noch Schwierigkeiten haben, das Mundstück selbst zu halten. Die Gesichtsmaske ist aus weichem, flexiblem Material gefertigt, das sich den Konturen der kleinen Gesichter optimal anpasst. So sorgt sie dafür, dass die Aerosole genau dorthin gelangen, wo sie am besten wirken - in die Lunge und nicht in die Augen.

Durch die spezielle SideStream-Vernebler-Technologie wird der Luftstoß vom Kompressor so beschleunigt, dass das Medikament schneller aufgenommen wird und sich die Anwendungszeit dadurch deutlich verkürzt. Sami® ist sowohl mit Einweg- als auch mit wieder verwendbarem Vernebler erhältlich.

### Vorteile:

- Kinderfreundliches Design
- Kurze Behandlungszeiten durch SideStream-Technologie
- Stabilität durch Gewicht am Boden
- Standfestigkeit durch Gumminoppen
- Integrierter Verneblerhalter
- Mit bewährtem SideStream-Vernebler,
- Als Einweg- oder wiederverwendbare Variante

### SideStream Vernebler:

Der Vernebler (hellblau wiederverwendbar, dunkelblau Einmalvernebler) ermöglicht eine rasche und effiziente Medikamentenverabreichung. Er ist mit einer Venturi-Düse ausgestattet, die die durch den Kompressor erzeugte Durchflussgeschwindigkeit der Luft erhöht und so die Verabreichungszeit für eine Medikamentendosis verringert.

### Optional zu bestellen:

- Einmal-Vernebler, dunkelblau
- SideStream-Vernebler single-patient-use für Mehrfachgebrauch, hellblau
- Autoklavierbarer, SideStream plus Vernebler, hellblau



### Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
- Stromaufnahme: 120 VA, 0,65A
- Flowrate: 6 l/min bei 10 PSI
- Partikelgröße: MMAD 2,9 µm bis MMAD 5 µm
- Höchstdruck: 29 % 43,5 PSI
- Gewicht: 1,58 kg
- Größe: 266 x 155 x 226 mm
- Modus: kontinuierlich

### Im Lieferumfang enthalten sind:

- Sami
- Side-Stream-Vernebler, hellblau
- Maske (Tucker die Schildkröte)
- Druckluftschlauch
- 5 Filter
- Kindgerechte Tasche
- Gebrauchsanweisung

Pulsoxymeter für Kinder MD 300C52

nur 49,95 € \*



\*zzgl. Versandkosten

**Sami®**  
 das kinderfreundliche  
 Inhalationsgerät

**Indikationen:**

- Erkältung, grip. Infekt
- Asthma bronchiale
- Chronisch obstruktive Bronchitis
- Bronchiektasen
- Emphysem
- Mukoviszidose

Ausgangsmenge ml (2,5 ml Füllvolumen)	Feinpartikelfraktion (% 1 – 5 µm)	Feinpartikelfraktion (% < 5 µm)	MMAD (Partikelgröße)	Lungengängige Abgabe in ml	Einatmungsrate in ml/min.
1,86	73%	77%	2,9	1,18	1,175
1,58	48%	51%	4,9	0,8	0,156

SideStream-Vernebler  
 Konventioneller Vernebler

**Eine kleine Auswahl unserer Atemtherapiegeräte:**

**Quake**

Hi-Mi-Nr. 14.24.08.0005  
 Für In- u. Expirationstraining  
 kann an den MultiSonic adaptiert werden (Adapter optional)



**GeloMuc® / Flutter®**

Hi-Mi-Gr. 14.24.08.0xxx  
 Löst festsitzenden Bronchialschleim



**RespiPro Shaker Classic**

Hi-Mi-Nr. 14.24.08.0000,  
 manueller, flow-orientierter Atemtrainer



**Shaker Classic**

Hi-Mi-Nr. 14.24.08.0xxx  
 Löst Sekrete mittels Vibration



**POWERbreathe KI / K3 / KHI**

Hi-Mi-Gr. 14.24.08.0xxx  
 Atemtraining durch „IMT“  
 – Inspiratorisches-Muskel-Training



**POWERbreathe medic**

Hi-Mi-Gr. 14.24.08.0xxx  
 Atemtraining durch „IMT“  
 – Inspiratorisches-Muskel-Training



**Inhalationshilfen:**

**LiteAir Spacer**

Hi-Mi-Gr. 14.24.01.0xxx  
 Ultraleichte, faltbare Pocket-Inhalationshilfe



**Spacer, z.B. OptiChamber Diamont**

Hi-Mi-Gr. 14.24.03.1003  
 Z. B. small mit Kindermaske,  
 Vorteil: Ventile für niedrigen Atemwiderstand



**Testen Sie uns!**

Pulsoxymeter MD300 C19  
 für Erwachsene

**nur 39,95 €**



\*zzgl. Versandkosten