

NEU

E-Throne

der leichte (26 kg) faltbare elektrische Rollstuhl

Unabhängigkeit und komfortable Mobilität für unterwegs

Reichweite:	ca. 18 km mit einem Akku
Rückenlehne:	bis 5° nach hinten neigbar
Zuladung:	bis zu 150 kg
Höchstgeschwindigkeit:	6 km/h
Gewicht:	26 kg ohne Akku 28,6 kg mit Standard-Akku 30,7 kg mit 24V 15 AH Akku
Bremse:	elektromagnetisch
Akku:	Lithium-Ionen Akku, 24V 10AH
Maße:	100L x 65B x 98H cm
Maße gefaltet:	80L x 35B x 65H cm
Reifen:	pannensicher, Hinterräder 10" Zoll

2.950,00 €



Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 2 Akkus möglich.
 Durch Zuschaltung des großen Akku's kann die Reichweite bis auf 46 km vergrößert werden.

Standard Lieferumfang:

- Ladegerät (2A)
- 1x Standard-Akku 24V 10 AH
- Kippschutz
- JoyStick-Bedieneinheit
- Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache

Optionales Zubehör:

- 24V 15 AH Akku

Manuelle Rollstühle

Invacare Action NG3 - das Leichtgewicht

Gewicht nur 14,5 kg
 Stabiler Rahmen
 Mit einem Handgriff klappbar
 Mit Trommelbremse, Beckengurt, Kippschutz und Stockhalter

Invacare Action NGI

Gewicht 16,5 kg
 Stabiler Rahmen
 Klappbar
 Mit Trommelbremse, Beckengurt und Stockhalter und beidseitigem Kippschutz



SOS-WC
 Die Taschen-Notfalltoilette
 für Sie und Ihn
 3er Set 5,85 €

Faltbare Elektromobile - ideal für unterwegs

SOLAX Transformer

Extrem leichtes Gewicht, nur 24 kg inkl. Akku
 – mit Handbedienung einfach zu falten, flug- und reisetauglich

Reichweite: ca. 15 km mit einem Akku
 Zuladung: bis zu 136 kg
 Höchstgeschwindigkeit 6 km/h
 Gewicht: 24 kg inkl. Akku
 Bremse: elektromagnetisch
 Akku: Lithium-Ionen Akku, 24V 10AH
 Farben: blau- und rotmetalllic (beide Farben sind nicht immer vorrätig, bitte erfragen Sie unseren Lagervorrat)

Vorteile:

Kein Führerschein, kein Kennzeichen nötig
 mit Schlüssel und Drehknopf für die Geschwindigkeit
 Pannensichere Vollgummi-Räder



Neues Modell

SOLAX Mobie

SOLAX Mobie jetzt auch mit Schlüssel und Drehknopf für Geschwindigkeit
 – einfach manuell zu falten, flug- und reisetauglich

Reichweite: ca. 15 km mit einem Akku
 Zuladung: bis zu 136 kg
 Höchstgeschwindigkeit 6 km/h
 Gewicht: 24 kg inkl. Akku
 Bremse: elektromagnetisch
 Akku: Lithium-Ionen Akku, 24V 10AH

Vorteile:

Kein Führerschein, kein Kennzeichen nötig
 Keine Altersbeschränkung
 Pannensichere Vollgummi-Räder



Rollatoren

Dolomite Jazz 610 von InvaCare

- Das Leichtgewicht, nur 7,2 kg
- Stabiler Rahmen
- Mit einem Handgriff klappbar
- Innenliegende Bowdenzüge



Banjo von Invacare

Standard-Rollator, voll ausgestattet mit Korb und Ablage



OXY-Gel, das Hygiene-Gel für unterwegs mit Krankenhauszulassung
 2,50 € St. oder 5er -Angebot 10,00 €