



Für alle, die sich etwas Einfaches wünschen, gerne schnell und leicht einschlafen und frisch und erholt aufwachen möchten.



**AirFit™ N30**  
 Nasal cradle mask

myAir™:  
 Ihre Therapie auf einen Blick

**myAir** ist eine digitale Anwendung, mit der Sie Ihre **Therapiefortschritte beobachten** und **individuelle Tipps** zu Ihrer Behandlung erhalten können. Sie können myAir auf Ihrem PC, Smartphone oder Tablet verwenden.

Registrieren Sie sich unter **myair.resmed.eu**.



Schlafen Sie so,  
 wie Sie wollen



1. ResMed external clinical study of 18 patients for 7 nights, conducted between 12/02/2019 - 25/05/2019, Data on file; ID A4547452.
2. Sound power level of 25 dBA - AirFit N30 user guide, ResMed Pty Ltd 2019. ID A4647676

**Vertrieb durch:** ResMed Deutschland GmbH, Haferwende 40, 28357 Bremen, Tel 0421 48993-0, Fax 0421 48993-10, E-Mail info@resmed-deutschland.de  
 Alle genannten Marken sind registrierte Marken der ResMed Unternehmensgruppe. Technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.  
 © 2019 ResMed Ltd. **Art.-Nr. 10111795** / 1 (auf Grundlage von 10111626 / 1 2019 10), Obj.-ID. C278786 - 1 - 01 20

[ResMed.com/AirFitN30](https://ResMed.com/AirFitN30)

[ResMed.com/AirFitN30](https://ResMed.com/AirFitN30)

# Das minimalistische Design macht alles einfach

Schlaftherapie leicht gemacht – unauffällig und mit mehr Komfort.

Mit der AirFit™ N30 Nasenmaske gehören herkömmliche Therapieprobleme der Vergangenheit an.

Sie ist klein, einfach und bequem. Das weiche Nasenflügel-Maskenkissen schmiegt sich sanft unter Ihre Nase<sup>1</sup> und macht Schluss mit Druckstellen auf dem Nasenrücken. Das optional erhältliche QuietAir™ Ausatemsystem diffundiert die Ausatemluft sanft und leise.<sup>1,2</sup>



## Ultrakompaktes Design für einfache Anpassung

- 1 Das Nasenflügel-Maskenkissen** schmiegt sich sanft unter Ihre Nase und sitzt nicht in den Nasenlöchern.
- 2** Dank des **leisen, diffusen Luftauslasses** mit QuietAir<sup>1,2</sup> (optional erhältlich) können Sie nahe bei Ihrer Partnerin/Ihrem Partner schlafen.
- 3 Das einstellbare Kopfband** liegt weich auf der Haut und lässt sich bequem anpassen.

## Einfach von Beginn an

Das komplette AirFit N30 Maskensystem enthält den Rahmen, das einstellbare Kopfband und je ein Maskenkissen in den Größen »Small« und »Medium«. Die Kissen sind farblich gekennzeichnet. Das Kissen der Größe »Small-Wide« ist als Ersatzteil erhältlich.



**AirFit™** N30  
Nasal cradle mask

