

Oracle™ 452

ORAL MASK


Produktbeschreibung

Mundmaske



Die einzigartige Oracle™ 452 vereint Innovation und Funktionalität. Sie verabreicht den Therapiedruck nicht durch die Nase, sondern ausschließlich durch den Mund. In klinischen Studien erwies sich die Oracle™ 452 als ebenso wirksam wie eine Nasalmaske, und ist somit eine perfekte Lösung für Mundatmer und Patienten mit chronischer Nasenobstruktion.*


Oracle™ 452 - Mundmaske



© Fisher & Paykel Healthcare Limited 2004

Neue Maßstäbe in der Behandlung des Schlafapnoesyndroms setzt die Oracle™ 452 Mundmaske – ihr markantes Design ist besonders anwenderfreundlich und einfach in der Handhabung. Unübertroffen in Ästhetik und Komfort bietet die Oracle™ 452 Mundmaske eine Bewegungsfreiheit, die ansonsten nur von der Nasen-Direktmaske Infinity™ 481 erreicht wird. Die Oracle™ 452 Mundmaske ist gebrauchsfertig zusammengesetzt und sofort einsatzbereit.

INTELLIGENTE MASKENMERKMALE FÜR MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT, TRAGEKOMFORT UND THERAPIETREUE



Einzelkopfband Kaum spürbar

Das atmungsaktive Einzelkopfband aus BREATH-O-PRENE™ ist leicht, bequem und lässt durch seine schmale Form das Gesichtsfeld frei. Der Patient kann die Position des Flexischlauchs mit 360° frei wählen – für maximale Bewegungsfreiheit.



Drehring Kinderleichte Anpassung

Bietet stufenlose Verstellung des Abstands zwischen SnapFlap™ Abdeckung und SoftSeal-Mundstück für individuellen Tragekomfort. Bedienungsfreundlich – einfach am Ring drehen. Das kann sogar bei aufgesetzter Maske geschehen.



Leistungsstarkes Ausatemventil Geräuscharmer Betrieb

Wartungsfrei
Dieses angenehme Luftverteilersystem verhindert, dass Luft auf den Schlafpartner geblasen wird, und reduziert deutlich störende Geräusche.



Zusammenspiel von SoftSeal-Mundstück / SnapFlap™ Abdeckung

Hält die Lippen bequem zwischen dem inneren SoftSeal-Mundstück und der äußeren SnapFlap™ Abdeckung für leckagenfreie Abdichtung. Diese überzeugenden Technologien ergeben zusammen eine einfache, effiziente Abdichtung bei maximalem Tragekomfort.



Öffnungsband Abnehmen mit einem Handgriff

Ziehen Sie einfach am Öffnungsband und nehmen Sie das Kopfband mit einem Handgriff ab, ohne dass es ständig wieder nachgestellt werden muss. Dies schont das Klettband. Viele Patienten benötigen jedoch gar kein Kopfband.

INHALT

- Maske mit Kopfband und Nasenstöpsel, gebrauchsfertig zusammengesetzt
- Die zweite verfügbare Größe des Silikon-Softseal-Mundstücks ist im Lieferumfang inbegriffen
- Anwenderfreundliche Bedienungsanleitung

BESTELLNUMMER: HC452

QUELLENNACHWEIS

* Smith PL, O'Donnell CP, Allan L et al. A physiologic comparison of nasal and oral positive airway pressure. Chest 2003; 123 (3):689-Anderson FE, Kingshott RN, Taylor DR et al. A randomized crossover ef.cacy trial of oral CPAP (Oracle) compared with nasal CPAP in the management of obstructive sleep apnea. Sleep 2003; 26 (6):721-6. * Khanna R, Kline LR. A prospective 8 week trial of nasal interfaces vs. a novel oral interface (Oracle) for treatment of obstructive sleep apnea hypopnea syndrome. Sleep Med 2003; 4 (4):333-8. * Beecroft J, Zanon S, Lukic D et al. Oral continuous positive airway pressure for sleep apnea: effectiveness, patient preference, and adherence. Chest 2003; 124 (6):2200-8.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON IHREM FISHER & PAYKEL HEALTHCARE FACHHÄNDLER:

Deutschland Tel: +49 7182 93777 0 Fax: +49 7182 93777 99

International P O Box 14 348, Panmure Auckland 1134, Neuseeland Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 E-Mail: info@fphcare.com Internet: www.fphcare.com

USA Tel: 1800 446 3908 +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933 **Australien** Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Österreich** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22

Benelux Tel: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 **China** Tel: +86 20 8363 4286 Fax: +86 20 8363 3595 **Frankreich** Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221

Indien Tel: +91 80 5123 6041 Fax: +91 80 5123 6044 **Irland** Tel: 1800 409 011 **Italien** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 3661 7205 Fax: +81 3 3661 7206

Spanien Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Schweiz** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Großbritannien (EU Autorisierte Vertretung)** Tel: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146

Nord-Irland Tel: 0800 132 189