

PURENEB AEROSONIC+

Kombi-Inhalationssystem mit 100 Hertz Schall-Vibration insbesondere zur effizienten Behandlung der Nasennebenhöhlen

Das PURENEB AEROSONIC+ ist ein Kombi-Inhalationssystem, speziell entwickelt zur Behandlung der oberen Atemwege. Das Gerät verfügt über zwei Betriebsmodi, einstellbar je nach Zieltherapie: die Verneblung mit einer speziellen 100 Hertz Schall-Vibration, (Sonic) für die oberen Atemwege und die klassische Verneblung (Classic) für die unteren Atemwege, geeignet für Erwachsene, Säuglinge und Kinder.

Wirkstoffbereiche: Bronchodilatoren, Antibiotika, Kortikoide, Mukolytika, NaCl

Indikationen z.B.:

- Sinusitis (Nasennebenhöhlenentzündung)
- Sinusitis maxillaris (Kieferhöhlenentzündung)
- Rhinosinusitis
- Laryngitis (Kehlkopfentzündung)
- Rhinopharyngitis
- Rhinitis (Erkältung) / Influenza (Grip. Infekt)
- Mukoviszidose (Cystische Fibrose, CF)
- Bronchitis
- Husten




HMN 14.24.02.0020
PZN 126 06 587


Die Besonderheit: Schall-Vibration 100 Hz + Nasenaufsatz für beide Naseneingänge ohne Gaumen-Schließ-Manöver

Durch die besondere Sonic-Technologie werden vom Gerät vibrierende Schallwellen im Abstand von 15 Sekunden erzeugt und die Deposition des Aerosols z.B. in die Nasennebenhöhle optimiert.

Classic-Modus



Sonic-Modus



Lieferumfang:

AERONOSONIC+ Komplettsystem
EXTRANEB Sonic Nasal Vernebler
Erwachsenenmaske
Nasenaufsatz und Dosierhilfe 1-6ml.

Optionales Zubehör:

Pädiatrischer EXTRANEB Sonic Nasal Vernebler,
Mundstück, Kinder-Maske,
Säuglingsmaske,
Maske für Tracheotomie

Spezieller Nasenaufsatz EXTRANEB SONIC



- Verstärkt die Aerosolproduktion während der Inhalation
- Gleichzeitige Behandlung beider Naseneingänge
- MMAD: 4,1 µm (nach Standard EN 13455-1)

Shop: www.oxycore.eu

CPAP - Masken, Geräte und Zubehör in großer Auswahl



div.
 CPAP/ APAP/ BiPAP
 Geräte und viele
 verschiedene
 Masken



ab 19,90 €

Komfort-Schlauchhülle
 mit und ohne Reißverschluss
 • 1800 mm Länge
 • Mit Handwäsche waschbar

Reinigungstücher
 Zur schnellen und einfachen
 Reinigung z.B. Ihrer Maske



9,80 €



35,50 €

CPAP Schlafkissen
 mit 6 Schlafzonen
 • Weniger Maskenleckagen
 • Schlafen in jeder Lage

Philips Respironics, Löwenstein Medical
 Drive DeVilbiss

Blutdruckmessgeräte von Bosch + Sohn

Boso Medistar +
 Für das Handgelenk



- Übersichtliche 3-Werte-Anzeige für Blutdruck und Puls
- Speicher für 90 Messungen

Boso Medicus X
 Mit Standard-Oberarmmanschette



- Einfache und sichere Einknopfbedienung
- Große 3-Werte-Anzeige
- Letzte Messung wird automatisch gespeichert

Boso Medicus Family 4
 Mit Universal-Oberarmmanschette



- Für 4 Personen plus Gast
- 4 Messwertspeicher für jeweils 60 Messungen
- Erkennung von Herzrhythmusstörungen

Inhalationsgeräte:



nur 78,50 €

Allegro, mit 2 Masken
 mit 3 Düsen für die
 oberen, mittleren und
 unteren Atemwege



Shop-Preis 59,50 €

Sami
 mit Sidestream-Vernebler,
 kurze Inhalationszeiten.
 Mit Maske und Mundstück



OxyHaler, nur 88 g
 Membran-Technologie,
 klein, geräuschlos,
 langlebiger Li-Ionen-Akku
 wird über das Gerät geladen.
 Mit USB-Anschluss.

Eine kleine Auswahl unserer Atemtherapiegeräte

Quake

Für In- u. Expirationstraining
 kann an den MultiSonic adaptiert werden (Adapter optional)



Respi-Pro

manueller, flow-orientierter Atemtrainer



POWERbreathe medic

Atemtraining durch „IMT“
 – Inspiratorisches-Muskel-Training



Acapella

verschiedene Ausführungen:
 grün: für Erwachsene, blau: für Kinder + Senioren
 dunkelgrün: autoklavierbar
 Löst festsitzenden Bronchialschleim



GeloMuc / Flutter

Löst festsitzenden Bronchialschleim



Shaker Classic

Löst Sekrete mittels Vibration



RC Cornet/RC Cornet Plus

Löst Sekrete mittels Vibration

- Erweiterung der Atemwege
- Löst festsitzenden Bronchialschleim
- Kann während der Inhalation verwendet werden



Peak-Flowmeter PersonalBest von Philips Respironics

Universelle Größe f. Erwachsene und Kinder
 Mit 3-Farbzonen-Asthma-Management



Inhalationshilfen:

Spacer, z. B. OptiChamber Diamond

Hi-Mi-Gr. 14.24.03.1003, mit Maske

- Ventile für niedrigen Atemwiderstand
- Antistatische Kammer für eine gleichmäßige Aerosoltherapie
- Flexibler pMDI-Adapter



* solange Vorrat reicht

Fingerpuls oxymeter
Oxy310

