

5-Liter Sauerstoffkonzentrator mit integriertem Sauerstoffsensor (OSD)



Erklärtes Ziel von Drive DeVilbiss International ist es, qualitativ hochwertige Produkte herzustellen und zu vertreiben. Der Compact 525 Sauerstoffkonzentrator ist daher so konzipiert, dass er höchste Patientenanforderungen erfüllt. Gleichzeitig aber auch die Kostenstruktur berücksichtigt, an die ein Serviceprovider oftmals gebunden ist.

Mit einer Durchflussleistung von bis zu 5 l/min., einer hohen Sauerstoffkonzentration in allen Flowleistungen, sowie mit den aktuellsten Produktentwicklungen zur Verringerung von Lautstärke und Stromverbrauch bestückt, erhöht der Compact 525KS erheblich den Patientenkomfort bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen

(H x B x T) 62,2 x 34,2 x 30,4 cm

Flow (stufenlos) 0,5 bis 5 l/min

Sauerstoffkonzentration bei 0,5 - 5 l/min
93% ± 3%

Betriebsspannung 230V
50 Hz, 3,2A

Gewicht 16,3 kg

Energieverbrauch bei 2 l ca. 290 Watt /
bei 5 l ca. 312 Watt

Schutzklasse II Typ B

Hilfsmittelverzeichnis Nr. 14.24.06.0014

Zusätzliche Produktmerkmale

- Geringere Lautstärke - unser bisher leisester Sauerstoffkonzentrator
- Frontetikett mit leicht verständlichen Bildsymbolen
- Integrierter Handgriff und Laufrollen für eine optimale und zugleich leichte Manövrierfähigkeit
- Unkomplizierte Inbetriebnahme und Bedienung

Service- und wartungsfreundlich

- 2-teiliges Gehäusedesign
- 3 Jahre Standardgarantie (Garantieverlängerung um weitere 2 Jahre optional erhältlich)

Patientensicherheit - Funktionen

- Wartungs- und verschleißfreie Sauerstoffmessung durch OSD-Sensor
- Optischer und akustischer Alarm bei zu geringer Sauerstoffkonzentration, Stromausfall, Druckabfall oder Gerätestörung
- Sauerstoffauslass mit Feuerschutz-Adapter ausgestattet

Umweltfreundlich

- Intelligente Turn-down®-Technologie reduziert den Stromverbrauch des Konzentrators um ca. 20% bei einer Sauerstoffabgabe von weniger als 2,5 l/min.
- Geänderte Verpackung: Dadurch Reduzierung von Rohmaterial und Verpackungsmüll, sowie Verringerung von Transportkosten und Emissionen, ohne Kompromisse bei der Produktsicherheit.



Benutzerfreundliches Bedienfeld



O₂-Anfeuchter (optional)



Pädiatrischer Flowmeter (optional)

Drive DeVilbiss International

DeVilbiss Healthcare GmbH
Kamenzer Straße 3
68309 Mannheim, Germany

UK +44 (0) 121 / 521 31 40
DE +49 (0) 621 / 1 78 98 0
kontakt@devilbisshc.com



www.drivedevilbiss-int.com

