


INOGEN ONE[®] G4 System



Inogen One[®]
AC Stromversorgung*
Artikel # BA-401



Inogen One[®] G4
DC-Stromkabel*
Artikel # BA-306



Inogen One[®] G4
Lithium-Ionen-Batterien*
Bis zu 2.7 Stunden Laufzeit
Artikel #BA-400

**Ungefähr halb
so groß wie der
Inogen One G3!**



Inogen One[®] G4
Tragegurt tragen*
Artikel # CA-401

**Nur
2.8 Pfund!**

Das Inogen One[®] G4 System (IS-400):

- Unglaublich kompakt und leicht
- Ultraleiser Betrieb
- Intelligente Impuls-Sauerstoffversorgung
- Für den Einsatz rund um die Uhr

*Im Lieferumfang des Systems enthalten

**Getrennt erhältliches Zubehör



Inogen One[®] G4
Erweiterter Lebensdauer Lithium-Ionen-Batterie**
Bis zu 5 Stunden Laufzeit
Artikel #BA-408



Inogen One[®] G4
Tragetasche*
Artikel # CA-400

INOGEN ONE^{G4}

Oxygen. Anytime. Anywhere[®]

Und wieder einmal setzt Inogens Innovation ein neuen Standard bei der Sauerstoffversorgung.

Der Inogen One G4 bietet die Unabhängigkeit eines tragbaren Sauerstoffkonzentrators in einem der kleinsten, leichtesten und leisesten Gehäuse, die derzeit für die Sauerstoffversorgung erhältlich sind. Mit durchflusseinstellungen von 1-3 wurde der Inogen One G4 entwickelt, um die Unabhängigkeit der meisten Anwender rund um die Uhr erheblich zu verbessern. Er kann zuhause oder unterwegs aufgeladen werden – wodurch Sie die Freiheit der Sauerstoffversorgung genießen können. Jederzeit. Überall.

Der Inogen One[®] G4 ist Ihre einzige Lösung, Ihre individuelle Lösung für die Sauerstoffversorgung zuhause oder unterwegs.

Gewicht	2,8 Pfund (einschließlich Einzelbatterie)
Größe	Länge: 15,01 cm (5,91 in) Breite: 6,8 cm (2,68 in.) Höhe: 18,2 cm (7,2 in.) (einschließlich Einzelbatterie)
Sauerstofffluss	Pulsdosierung System Drei Durchflusseinstellungen 1, 2, 3
Leistung	AC Stromversorgung 100-240V, 50-60Hz (Automatische Erkennung für weltweiten Einsatz) DC-Stromkabel: für den mobilen Einsatz im Auto
Batterie	Dauer (Einzelbatterie): Bis zu 2,7 Stunden Aufladung ungefähr 3 Stunden mit AC oder DC leistung Dauer (Doppelbatterie): Bis zu 5 Stunden Aufladung ungefähr 5 Stunden mit AC oder DC leistung
Geräuschpegel	40 dBA*
Garantie	3 Jahre Standardgarantie**
Betrieb	Einfache Bedienelemente und leicht ablesbares LCD-Display
Benutzen	Für den ununterbrochenen Einsatz vorgesehen, entspricht er allen geltenden FAA-Anforderungen für die Nutzung von Sauerstoffkonzentratoren auf Bord eines Flugzeugs.

*Auf Flusseinstellung 2

**Siehe Inogen One Beschränkte Garantieerklärung für vollständige Garantieinformationen

Hergestellt von:

inogen

326 Bollay Drive
Goleta, California 93117
www.inogen.com
www.inogen.com/hme-providers



MKT-0424A